

ひょう量:20g~600g/目量:0.01g~0.1g

バックライト液晶表示

PJ series 調剤用電子天びん【特定計量器】

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

簡単、シンプル操作で調剤作業もらくらく
高速応答で調剤作業の効率アップ

Ⅱ級 検定品
Ⅲ級 検定品



PJ-600

特長

- さまざまな機能をワンタッチで選択可能
- バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- 個数モードを標準装備、錠剤の個数測定が可能
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- はかり機能 重量モード、個数モード
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源 専用ACアダプター
- 出力 RS-232C準拠出力(Din 5P)標準装備

型式	PJ-320		PJ-600	
	ひょう量(Max)	320g	20g	600g
使用範囲	0.2g~320g	0.02g~20g	0.2g~600g	0.02g~20g
目量	0.1g	0.01g	0.1g	0.01g
実目量	0.01g	0.001g	0.01g	0.001g
精度等級	Ⅲ級	Ⅱ級	Ⅲ級	Ⅱ級
計量皿寸法	φ140mm		φ140mm	
外形寸法(WDH)	182×235×75mm		182×235×75mm	
税抜価格	¥69,800		¥71,800	

※ご注文の際は使用区をご指定ください。(P58参照)

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	NiCd充電式電池駆動(工場出荷時のみ対応)	¥12,000

調剤用

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

CR機能

ACR機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

IR通信

RTS無償ダウンロード