

# 基準分銅型円筒分銅

従来から国内で  
一般的に使われている分銅です。

- 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
- OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。

## ■ 基準分銅型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F1級(特級)分銅		F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
20kg	F1CSB-20K	¥212,000	F2CSB-20K	¥190,000	M1CSB-20K	¥179,000
10kg	F1CSB-10K	¥125,000	F2CSB-10K	¥114,000	M1CSB-10K	¥110,000
5kg	F1CSB-5K	¥63,000	F2CSB-5K	¥60,000	M1CSB-5K	¥55,000
2kg	F1CSB-2K	¥29,000	F2CSB-2K	¥27,000	M1CSB-2K	¥25,000
1kg	F1CSB-1K	¥21,000	F2CSB-1K	¥20,500	M1CSB-1K	¥18,500
500g	F1CSB-500G	¥15,000	F2CSB-500G	¥14,000	M1CSB-500G	¥12,000
200g	F1CSB-200G	¥13,000	F2CSB-200G	¥12,000	M1CSB-200G	¥11,000
100g	F1CSB-100G	¥10,000	F2CSB-100G	¥9,500	M1CSB-100G	¥8,500
50g	F1CSB-50G	¥9,000	F2CSB-50G	¥8,500	M1CSB-50G	¥7,500
20g	F1CSB-20G	¥7,000	F2CSB-20G	¥6,800	M1CSB-20G	¥6,400
10g	F1CSB-10G	¥7,000	F2CSB-10G	¥6,800	M1CSB-10G	¥6,400
5g	F1CSB-5G	¥6,700	F2CSB-5G	¥6,500	M1CSB-5G	¥6,000
2g	F1CSB-2G	¥6,700	F2CSB-2G	¥6,500	M1CSB-2G	¥6,000
1g	F1CSB-1G	¥6,700	F2CSB-1G	¥6,500	M1CSB-1G	¥6,000



材質	オーステナイト系 非磁性ステンレス鋼
磁化率	JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
表面粗さ	F1、F2…… 2μm以下 (鏡面仕上) M1 …… 5μm以下
密度	JIS B 7609:2008 11項に適合

## ■ 基準分銅型円筒分銅 (黄銅クロムメッキ)

表す量	F2級(1級)分銅		M1級(2級)分銅		M2級(3級)分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
20kg	F2CBB-20K	¥188,000	M1CBB-20K	¥181,000	M2CBB-20K	¥180,000
10kg	F2CBB-10K	¥111,000	M1CBB-10K	¥110,000	M2CBB-10K	¥109,000
5kg	F2CBB-5K	¥60,000	M1CBB-5K	¥56,000	M2CBB-5K	¥54,500
2kg	F2CBB-2K	¥23,000	M1CBB-2K	¥22,500	M2CBB-2K	¥21,500
1kg	F2CBB-1K	¥18,000	M1CBB-1K	¥16,000	M2CBB-1K	¥14,000
500g	F2CBB-500G	¥12,000	M1CBB-500G	¥11,000	M2CBB-500G	¥10,000
200g	F2CBB-200G	¥8,500	M1CBB-200G	¥8,200	M2CBB-200G	¥7,400
100g	F2CBB-100G	¥7,000	M1CBB-100G	¥6,900	M2CBB-100G	¥6,600
50g	F2CBB-50G	¥6,000	M1CBB-50G	¥5,200	M2CBB-50G	¥4,700
20g	F2CBB-20G	¥5,100	M1CBB-20G	¥4,900	M2CBB-20G	¥4,600
10g	F2CBB-10G	¥5,100	M1CBB-10G	¥4,900	M2CBB-10G	¥4,600
5g	F2CBB-5G	¥5,100	M1CBB-5G	¥4,900	M2CBB-5G	¥4,600
2g	F2CBB-2G	¥5,100	M1CBB-2G	¥4,900	M2CBB-2G	¥4,600
1g	F2CBB-1G	¥5,100	M1CBB-1G	¥4,900	M2CBB-1G	¥4,600



材質	黄銅クロムメッキ
表面粗さ	F2…… 2μm以下 (鏡面仕上) M1、M2… 5μm以下
密度	JIS B 7609:2008 11項に適合