

JIS マーク付基準分銅型円筒分銅



JIS規格に適合し、従来から日本国内で一般的に使われている基準分銅型の分銅です。

■ JIS マーク付基準分銅型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅		収納ケース
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	
20kg	F1CSB-20KJ	¥236,500	F2CSB-20KJ	¥201,000	M1CSB-20KJ	¥190,000	アルミ
10kg	F1CSB-10KJ	¥138,000	F2CSB-10KJ	¥120,000	M1CSB-10KJ	¥118,000	アルミ
5kg	F1CSB-5KJ	¥72,500	F2CSB-5KJ	¥65,000	M1CSB-5KJ	¥60,500	プラスチック
2kg	F1CSB-2KJ	¥33,000	F2CSB-2KJ	¥30,000	M1CSB-2KJ	¥28,000	プラスチック
1kg	F1CSB-1KJ	¥25,000	F2CSB-1KJ	¥21,800	M1CSB-1KJ	¥20,000	プラスチック
500g	F1CSB-500GJ	¥16,600	F2CSB-500GJ	¥15,200	M1CSB-500GJ	¥12,700	プラスチック
200g	F1CSB-200GJ	¥14,400	F2CSB-200GJ	¥12,500	M1CSB-200GJ	¥11,700	プラスチック
100g	F1CSB-100GJ	¥11,200	F2CSB-100GJ	¥10,300	M1CSB-100GJ	¥8,900	プラスチック
50g	F1CSB-50GJ	¥10,100	F2CSB-50GJ	¥9,000	M1CSB-50GJ	¥7,700	プラスチック
20g	F1CSB-20GJ	¥7,800	F2CSB-20GJ	¥7,500	M1CSB-20GJ	¥6,800	プラスチック
10g	F1CSB-10GJ	¥7,800	F2CSB-10GJ	¥7,500	M1CSB-10GJ	¥6,800	プラスチック
5g	F1CSB-5GJ	¥7,500	F2CSB-5GJ	¥7,200	M1CSB-5GJ	¥6,500	プラスチック
2g	F1CSB-2GJ	¥7,500	F2CSB-2GJ	¥7,200	M1CSB-2GJ	¥6,500	プラスチック
1g	F1CSB-1GJ	¥7,500	F2CSB-1GJ	¥7,200	M1CSB-1GJ	¥6,500	プラスチック



材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼

磁化率 JIS B 7609:2008
10.2項に適合

表面粗さ JIS B 7609:2008
12項に適合

密度 JIS B 7609:2008
11.1項に適合

■ JIS マーク付基準分銅型円筒分銅 (黄銅クロムメッキ)

表す量	F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅		M2級 (3級) 分銅		収納ケース
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	
20kg	F2CBB-20KJ	¥198,800	M1CBB-20KJ	¥188,000	M2CBB-20KJ	¥183,000	アルミ
10kg	F2CBB-10KJ	¥118,000	M1CBB-10KJ	¥113,000	M2CBB-10KJ	¥110,000	アルミ
5kg	F2CBB-5KJ	¥63,000	M1CBB-5KJ	¥60,000	M2CBB-5KJ	¥58,000	プラスチック
2kg	F2CBB-2KJ	¥26,000	M1CBB-2KJ	¥23,600	M2CBB-2KJ	¥22,600	プラスチック
1kg	F2CBB-1KJ	¥19,000	M1CBB-1KJ	¥16,800	M2CBB-1KJ	¥15,000	プラスチック
500g	F2CBB-500GJ	¥13,300	M1CBB-500GJ	¥12,100	M2CBB-500GJ	¥11,000	プラスチック
200g	F2CBB-200GJ	¥9,000	M1CBB-200GJ	¥8,800	M2CBB-200GJ	¥8,000	プラスチック
100g	F2CBB-100GJ	¥8,000	M1CBB-100GJ	¥7,400	M2CBB-100GJ	¥7,000	プラスチック
50g	F2CBB-50GJ	¥6,600	M1CBB-50GJ	¥5,600	M2CBB-50GJ	¥5,200	プラスチック
20g	F2CBB-20GJ	¥5,700	M1CBB-20GJ	¥5,400	M2CBB-20GJ	¥5,100	プラスチック
10g	F2CBB-10GJ	¥5,700	M1CBB-10GJ	¥5,400	M2CBB-10GJ	¥5,100	プラスチック
5g	F2CBB-5GJ	¥5,700	M1CBB-5GJ	¥5,400	M2CBB-5GJ	¥5,100	プラスチック
2g	F2CBB-2GJ	¥5,700	M1CBB-2GJ	¥5,400	M2CBB-2GJ	¥5,100	プラスチック
1g	F2CBB-1GJ	¥5,700	M1CBB-1GJ	¥5,400	M2CBB-1GJ	¥5,100	プラスチック



材質 黄銅クロムメッキ

表面粗さ JIS B 7609:2008
12項に適合

密度 JIS B 7609:2008
11.1項に適合

JIS マーク付円盤分銅



円盤分銅は、ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数個積み重ねることができます。

■ JIS マーク付円盤分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	M1級 (2級) 分銅		収納ケース
	商品番号	税抜価格	
5kg	M1DS-5KJ	¥65,200	プラスチック
2kg	M1DS-2KJ	¥31,000	プラスチック
1kg	M1DS-1KJ	¥23,100	プラスチック
500g	M1DS-500GJ	¥17,000	プラスチック
200g	M1DS-200GJ	¥13,300	プラスチック
100g	M1DS-100GJ	¥12,300	プラスチック
50g	M1DS-50GJ	¥11,000	プラスチック
20g	M1DS-20GJ	¥9,500	プラスチック
10g	M1DS-10GJ	¥9,500	プラスチック



材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼

磁化率 JIS B 7609:2008
10項に適合

表面粗さ 5μm以下

密度 JIS B 7609:2008
11項に適合