

# セット分銅 ケース付

非磁性ステンレス製 OIML 型円筒分銅を  
アルミ製のケースに収納したセット分銅です。



- セット分銅を使うことにより、分銅の精度維持・管理・保管が楽になります。
- 分銅を個別に揃えるより安価でお得な商品です。

## ■ セット分銅 OIML 型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

品名	F1 級 (特級) 分銅		F2 級 (1 級) 分銅		M1 級 (2 級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
10kg セット (1g~5kg)	F1CSO-10KA	¥548,000	F2CSO-10KA	¥500,000	M1CSO-10KA	¥401,500
5kg セット (1g~2kg)	F1CSO-5KA	¥439,500	F2CSO-5KA	¥435,000	M1CSO-5KA	¥356,000
2kg セット (1g~1kg)	F1CSO-2KA	¥324,000	F2CSO-2KA	¥304,000	M1CSO-2KA	¥274,000
1kg セット (1g~500g)	F1CSO-1KA	¥275,000	F2CSO-1KA	¥267,000	M1CSO-1KA	¥238,000
500g セット (1g~200g)	F1CSO-500A	¥244,000	F2CSO-500A	¥238,000	M1CSO-500A	¥218,000
200g セット (1g~100g)	F1CSO-200A	¥214,500	F2CSO-200A	¥194,000	M1CSO-200A	¥176,000
100g セット (1g~50g)	F1CSO-100A	¥196,000	F2CSO-100A	¥175,000	M1CSO-100A	¥160,000
1g セット (1mg~500mg)	F1CSO-1A	¥86,000	F2CSO-1A	¥77,000	M1CSO-1A	¥67,000

※ 1g セットは OIML 型が基本になりますが、基準器型を希望する場合は指定をお願いいたします。

## ■ セット分銅 JIS マーク付 OIML 型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

品名	F1 級 (特級) 分銅		F2 級 (1 級) 分銅		M1 級 (2 級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
10kg セット (1g~5kg)	F1CSO-10KAJ	¥548,000	F2CSO-10KAJ	¥500,000	M1CSO-10KAJ	¥401,500
5kg セット (1g~2kg)	F1CSO-5KAJ	¥439,500	F2CSO-5KAJ	¥435,000	M1CSO-5KAJ	¥356,000
2kg セット (1g~1kg)	F1CSO-2KAJ	¥324,000	F2CSO-2KAJ	¥304,000	M1CSO-2KAJ	¥274,000
1kg セット (1g~500g)	F1CSO-1KAJ	¥275,000	F2CSO-1KAJ	¥267,000	M1CSO-1KAJ	¥238,000
500g セット (1g~200g)	F1CSO-500AJ	¥244,000	F2CSO-500AJ	¥238,000	M1CSO-500AJ	¥218,000
200g セット (1g~100g)	F1CSO-200AJ	¥214,500	F2CSO-200AJ	¥194,000	M1CSO-200AJ	¥176,000
100g セット (1g~50g)	F1CSO-100AJ	¥196,000	F2CSO-100AJ	¥175,000	M1CSO-100AJ	¥160,000

※ 20kg セットも可能です。

## ■ 収納内容

質量	10kg セット	5kg セット	2kg セット	1kg セット	500g セット	200g セット	100g セット	質量	1g セット
	個数:16個 合計質量:11,110g	個数:15個 合計質量:6,110g	個数:13個 合計質量:2,110g	個数:12個 合計質量:1,110g	個数:11個 合計質量:610g	個数:9個 合計質量:210g	個数:8個 合計質量:110g		個数:12個 合計質量:1,110mg
5kg	1							500mg	1
2kg	2	2						200mg	2
1kg	1	1	1					100mg	1
500g	1	1	1	1				50mg	1
200g	2	2	2	2	2			20mg	2
100g	1	1	1	1	1	1		10mg	1
50g	1	1	1	1	1	1	1	5mg	1
20g	2	2	2	2	2	2	2	2mg	2
10g	1	1	1	1	1	1	1	1mg	1
5g	1	1	1	1	1	1	1	ゲージ	1
2g	2	2	2	2	2	2	2	ピンセット	1
1g	1	1	1	1	1	1	1		
ゲージ		1	1	1	1	1	1		
ピンセット	1	1	1	1	1	1	1		