

ひょう量:600ct~1100ct/最小表示:0.0005ct~0.001ct

バックライト液晶表示

専用風防

床下ひょう量

# HTG-CT series カラット天びん

音叉式カセンサ

音叉センサ  
5年保証

## 音叉式カラット天びん 宝石・真珠計量専用モデル

### 特長

- 微量計量時の応答性・安定性に優れ、早く・正確に計量
- g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)  
各単位をワンタッチ操作で切換可能
- 最小表示の切換、内蔵分銅によるキャリブレーションが  
ワンタッチ操作で可能※フリーキー割当後
- 風防2枚ガラス構造により、設置時の背面スペースが不要

### 仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による全自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示
- 温湿度範囲 10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ(UM131)(付属)
- 出力 RS-232C 双方向出力(Dsub 9P) 標準装備  
周辺機器出力(Din 8P) 標準装備

型式	HTG124R-CT		HTG224R-CT	
ひょう量	600ct	120g	1100ct	220g
最小表示	0.0005ct		0.001ct	
直線性	±0.002ct		±0.002ct	
再現性(σ)	0.0005ct		0.001ct	
計量皿寸法	φ80mm			
外形寸法(WDH)	204×292×313mm(風防を含む)			
税抜価格	¥175,000		¥185,000	

### オプション

型式	製品名	税抜価格
-DK	比重測定キット	¥50,000
-DB	乾電池駆動(単3乾電池4本使用(別売)) ※工場出荷時のみ対応 ※バックライトOFF時18時間使用可能	¥20,000

### 周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160 II	プリンタ	¥72,000
LAS-05D-SD	イオナイザ(TRINC社製)	¥59,800
SK-1BM	卓上防振台	¥200,000



### 宝石計量皿を標準付属

宝石をはかるのに最適な計量皿を同梱。購入後、すぐにご使用いただけます。  
※ピンセットは付属しません。



### 各単位をワンタッチ操作で切換可能

g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ)の単位切換がワンタッチ操作でできます。また、最小表示の切換、内蔵分銅によるキャリブレーションも割り当てることができます。 ※フリーキー割当後

【参考】 その他HTGシリーズについては29ページをご参照ください。

特殊用途ばかり

カラット  
天びん

個数モード  
%モード  
カラットモード  
もんめモード  
係数モード  
比重モード  
動物測定モード  
統計演算モード

スタンバイ機能  
最小表示切換機能  
実目量表示機能  
レンジ切換  
ツインレンジ  
ダブルレンジ  
コンパレータ機能  
加算累計機能  
バーグラフ表示  
手動校正分銅内蔵  
自動校正分銅内蔵  
AISC機能  
CR機能  
ACR機能

周辺機器出力  
ISO/GLP/GMP対応印字  
時計・カレンダー機能  
ブザー警告  
赤外線通信  
RTS無償ダウンロード