

OIML 型円筒分銅 ケース付

国際法定計量機関の勧告に 準拠した分銅です。

- 耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
- 計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関（OIML）の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
- 計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。



材質	オーステナイト系 非磁性ステンレス鋼
磁化率	JIS B 7609:2008 10 項の F1 級に適合
表面粗さ	F1、F2…… 2μm以下 (鏡面仕上) M1 …… 5μm以下
密度	JIS B 7609:2008 11 項に適合

■ OIML 型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	E2級分銅 (JCSS校正付)		F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅		収納ケース
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	
20kg	E2CSO-20K	¥385,000	F1CSO-20K	¥268,000	F2CSO-20K	¥257,000	M1CSO-20K	¥235,000	プラスチック
10kg	E2CSO-10K	¥261,000	F1CSO-10K	¥142,000	F2CSO-10K	¥134,000	M1CSO-10K	¥130,000	プラスチック
5kg	E2CSO-5K	¥215,000	F1CSO-5K	¥99,000	F2CSO-5K	¥96,000	M1CSO-5K	¥90,000	プラスチック
2kg	E2CSO-2K	¥132,000	F1CSO-2K	¥51,000	F2CSO-2K	¥46,000	M1CSO-2K	¥45,000	プラスチック
1kg	E2CSO-1K	¥90,000	F1CSO-1K	¥41,000	F2CSO-1K	¥37,000	M1CSO-1K	¥34,000	プラスチック
500g	E2CSO-500G	¥77,000	F1CSO-500G	¥31,000	F2CSO-500G	¥29,000	M1CSO-500G	¥27,000	プラスチック
200g	E2CSO-200G	¥61,000	F1CSO-200G	¥24,000	F2CSO-200G	¥22,000	M1CSO-200G	¥20,000	プラスチック
100g	E2CSO-100G	¥51,000	F1CSO-100G	¥21,000	F2CSO-100G	¥19,000	M1CSO-100G	¥17,000	プラスチック
50g	E2CSO-50G	¥42,000	F1CSO-50G	¥18,000	F2CSO-50G	¥17,000	M1CSO-50G	¥16,000	プラスチック
20g	E2CSO-20G	¥40,000	F1CSO-20G	¥15,000	F2CSO-20G	¥14,000	M1CSO-20G	¥13,000	プラスチック
10g	E2CSO-10G	¥40,000	F1CSO-10G	¥13,000	F2CSO-10G	¥12,000	M1CSO-10G	¥11,000	プラスチック
5g	E2CSO-5G	¥40,000	F1CSO-5G	¥13,000	F2CSO-5G	¥12,000	M1CSO-5G	¥11,000	プラスチック
2g	E2CSO-2G	¥37,000	F1CSO-2G	¥13,000	F2CSO-2G	¥12,000	M1CSO-2G	¥11,000	プラスチック
1g	E2CSO-1G	¥37,000	F1CSO-1G	¥13,000	F2CSO-1G	¥12,000	M1CSO-1G	¥11,000	プラスチック

OIMLについて

OIMLは、法定度量衡の国際的統一または国際的な規格・仕様を整合することを目的とした国際機関です。OIML型分銅は世界共通の形状で、海外で事業を展開する時などに必須です。