

# 外形寸法図


種類	分銅	製品シリーズ	OIML型円筒分銅
----	----	--------	-----------



形状： OIML型円筒分銅

材質： 非磁性ステンレス

単位：mm



表す量	D	H	h
20kg	128	223.5	165.5
10kg	100	183.0	136.0
5kg	80	143.5	106.5
2kg	60	102.5	74.5
1kg	48	81.0	59.0
500g	38	64.5	47.5
200g	28	48.0	35.5
100g	22	39.0	28.0
50g	18	29.5	21.5
20g	13	22.6	17.0
10g	10	19.1	14.5
5g	8	15.2	11.3
2g	6	10.8	8.0
1g	6	6.1	3.3

※各部の寸法は、概略の値です。

※製品改良にともない予告なく寸法・外観などを変更させていただく場合があります。

単位：mm