

ひょう量:220g/最小表示:0.01g

液晶表示

DME series 比重計 音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

オリジナル水槽&ハウジング構造でコンパクト
比重がはかれて重さもはかれる多機能比重計

特長

- ゴム・プラスチックの比重測定で品質管理に最適
- 水槽とハウジング構造で風や過荷重に強い
- 計量皿に替えて高精度電子天びんとしても使用可能
- オプションの液体比重測定セットの使用で比重測定が簡単にできます。(DME-220H)

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 DME-220 ……外部校正分銅による手動スパン調整
DME-220H ……内蔵校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 0~40℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ(UM131)(付属)
- 出力 プリンタ出力(Din 8P)標準装備

型式	DME-220	DME-220H
比重測定時のひょう量	220g	220g
重量測定時のひょう量	600g	600g
最小表示	0.01g	0.01g
直線性	±0.02g	±0.02g
再現性	±0.02g	±0.02g
比重最小表示	0.01	0.001/0.01
体積最小表示	0.01cm ³	0.001/0.01cm ³
液体比重測定	不可	オプション
データ取り込み条件	1種類固定	3段階選択
外形寸法(WDH)	180×230×170mm	180×230×170mm
税抜価格	¥152,000	¥240,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-RS	RS-232C双方向出力(Din 5P) (プリンタ出力の代わりに装備可能)	¥20,000
-BT	バッテリー駆動(12時間充電、32時間駆動)	¥12,000
-	液体比重測定セット(DME-220H専用) (ハンガー、吊り下げフック、50ccビーカー、ガラスおもり)	¥15,000

注意:オプション併用はできません。

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160II	プリンタ	¥72,000

【参考】その他比重計:27~32ページ



DME-220H



- * 手動校正分銅内蔵
- 自動校正分銅内蔵
- AISCS機能
- C R機能
- A C R機能

周辺機器出力

- ISO/GLP/GMP対応印字
- 時計・カレンダー機能
- ブザー警告
- 赤外線通信
- RTS無償ダウンロード

*DME-220Hのみ

特殊用途ばかり

比重計

- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物測定モード
- 統計演算モード

スタンバイ機能

- 最小表示切換機能
- 実目量表示機能
- レンジ切換
- ツインレンジ
- ダブルレンジ
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示