

ひょう量:60g~6000g/最小表示0.001g~0.1g

蛍光表示

# KFB II series 組込用計量ユニット フォースバランス式センサ

フォースバランス式センサの採用で  
多様な組込用途に対応

## 特長

- 容器や風袋等の脱着が容易な計量皿を装備
- 不意の電源落ちにも安心できる風袋重量バックアップ機能
- データ更新間隔が0.1~1.6秒で設定可能
- 最小50mmピッチでセンサを配置できるスリムな形状 (KFBII-60)



KFBII-6000 (SUS仕様)

KFBII-600 (SUS仕様)

KFBII-60 (SUS仕様)



KFBII-6000

KFBII-600

KFBII-60



表示部

## 仕様

- 風袋引き範囲      ゼロ~ひょう量
- 温湿度範囲        0~40℃、80%rh以下 (ただし結露の無いこと)
- 電源                 DC24V±10%、0.3A
- 外部風袋引き端子    あり
- 出力                 RS-232C 双方向出力標準装備  
1200、2400、4800、9600bps、外部風袋引き入力あり
- はかりケーブル     標準5m (ケーブル延長はお問い合わせください)
- 表示部               外形寸法 (WDH) 160×157×90mm

型式	KFBII-60	KFBII-300	KFBII-600	KFBII-3000	KFBII-6000
ひょう量 (Max)	60g	300g	600g	3000g	6000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.001g	±0.003g	±0.01g	±0.03g	±0.1g
再現性	0.001g	0.002g	0.01g	0.02g	0.1g
計量皿寸法	W40×D40mm	W55×D55mm	W55×D55mm	W74×D74mm	W74×D74mm
外形寸法 (WDH)	45×170×85mm	56×200×95mm	56×200×95mm	80×240×100mm	80×240×100mm
税抜価格	¥330,000	¥385,000	¥330,000	¥385,000	¥330,000

価格には、表示部が含まれています。

## オプション

型式	製品名	税抜価格
-	BCDパラレル出力 (シンク電流 max.10mA) (外部風袋引き、外部ホール入力端子あり)	¥50,000
-	センサ部外装材SUS仕様	¥20,000
-	専用ACアダプタ	¥3,500

個数モード  
%モード  
カラットモード  
もんめモード  
係数モード  
比重モード  
動物測定モード  
統計演算モード

スタンバイ機能  
最小表示切換機能  
実目量表示機能  
レンジ切換  
ツインレンジ  
ダブルレンジ  
コンパレータ機能  
加算累計機能  
バーグラフ表示  
手動校正分銅内蔵  
自動校正分銅内蔵  
AISC機能  
CR機能  
ACR機能

周辺機器出力  
ISO/GLP/GMP対応印字  
時計・カレンダー機能  
ブザー警告  
赤外線通信  
RTS無償ダウンロード