

■ アルミ製組分銅ケース

品名	商品番号	税抜価格	収納分銅 (参考)
組分銅アルミケース 20KS	AC-20KS	¥95,700	10kg~1mg (21~29個)
組分銅アルミケース 10KS	AC-10KS	¥82,500	5kg~1mg (21~28個)
組分銅アルミケース 5KS	AC-5KS	¥73,700	2kg~1mg (20~27個)
組分銅アルミケース 2KS	AC-2KS	¥66,000	1kg~1mg (19~25個)
組分銅アルミケース 1KS	AC-1KS	¥59,400	500g~1mg (18~24個)
組分銅アルミケース 500S	AC-500S	¥52,800	200g~1mg (17~23個)

※収納分銅は円筒分銅です。
他の分銅はお問い合わせください。



アルミ製組分銅ケース

■ 木製組分銅ケース

品名	商品番号	税抜価格	収納分銅 (参考)
組分銅木製ケース L	WC-L	¥53,900	2kg~1mg (20~27個)
組分銅木製ケース M	WC-M	¥47,500	1kg~1mg (19~25個)
組分銅木製ケース S	WC-S	¥41,000	500g~1mg (18~24個)
組分銅木製ケース SS	WC-SS	¥41,000	200g~1mg (17~23個)

※収納分銅は円筒分銅です。
他の分銅はお問い合わせください。



木製組分銅ケース

関連商品

■ 作業用手袋・クロス

- サビにくいステンレス製の分銅でも、手の脂や水分は劣化の原因となります。
- 手袋とクロスは、脂や水分を優しく拭き取り、分銅の美しさと正確さを保ちます。
- コットンカバーは、埃、塵等から守ります。

品名	商品番号	税抜価格	備考
作業用布手袋	CG	¥660	サイズはS、M、Lの3種。ご注文時に商品番号の後ろに-S、-M、-Lのいずれかを明記してください。
重量作業用ゴム処理布手袋	UG	¥1,320	
重量作業用豚革手袋	SG	¥2,650	フリーサイズ
シリコンクロス L	SC-L	¥800	340mm角
シリコンクロス M	SC-M	¥400	180mm角
コットンカバー	CC	¥800	520mm角




作業用布手袋



重量作業用豚革手袋



重量作業用
ゴム処理布手袋



シリコンクロス



コットンカバー

■ ピンセット

- 先端に柔らかく分銅を掴む樹脂を使用したピンセットです。

品名	商品番号	税抜価格	備考
SUSピンセット L	SPR-L	¥8,300	1kg~1g用 (250mm)
SUSピンセット M	SPR-M	¥6,700	200g~1g用 (150mm)
SUSピンセット S	SPR-S	¥4,500	5g~1mg用 (105mm)
ESDピンセット*	PTZ	¥4,200	50g以下用 (130mm)
プラスチックピンセット	PP	¥660	板状分銅用

※ ESDピンセットの本体はステンレス製で先端のみプラスチックチップ (交換可) ¥800となっています。



SUSピンセット L



SUSピンセット M



SUSピンセット S