

# 関連商品

## ■ グリップ・フォーク

- 重い分銅でも扱いやすいグリップ、フォークです。

品名	商品番号	税抜価格	備考
グリップ 20kg用	GO-20K	¥34,300	円筒OIML型20kg専用
グリップ 10kg用	GO-10K	¥27,500	円筒OIML型10kg専用
グリップ 5kg用	GO-5K	¥27,500	円筒OIML型5kg専用
フォーク 5kg用	FO-5K	¥27,500	円筒OIML型5kg専用
フォーク 2kg用	FO-2K	¥22,000	円筒OIML型2kg専用



グリップ



フォーク

## ■ 防振台


- 検査、校正を行う天びんを振動から守り、正確さを維持するサポートをします。

品名	商品番号	税抜価格	備考
防振台 (1台用)	SK-1AM	¥231,000	W540×D600×H800mm
防振台 (2台用)	SK-2AM	¥308,000	W1200×D600×H800mm
卓上型防振台	SK-1BM	¥200,000	W540×D600×H120mm
簡易型防振台	SK-S	¥39,000	W400×D320×H35mm


※各種寸法がありますのでお問い合わせください。



防振台 (1台用)



卓上型防振台



簡易防振台

## ■ 風防

- 分銅の性能を100%引き出すために、検査、校正を行う天びんを風から守ります。

品名	商品番号	備考
アルミ風防A型	AF-A	上下スライド扉
アルミ風防B型	AF-B	観音開き扉

※各種寸法がありますのでお問い合わせください。



風防

## ■ ドライキャビネット

- 分銅を長くお使いいただくために、サビの原因ともなる湿度から守ります。

※商品の詳細についてはお問い合わせください。



ドライキャビネット