

ひょう量:620g~21kg / 最小表示:0.001g~0.05g

蛍光表示

専用風防

MC II series マス・コンパレータ 音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

特殊用途はかり

標準・実用基準分銅の中小分銅校正用質量比較器

特長

- OIML F2、M1、M2級の調整・校正可能
- 耐久性に優れたアルミダイカストハウジング (MCII-620~11K)

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷表示 ひょう量+9目盛り超過時に「o-Err」表示
- 表示部 蛍光表示セグメント最大8桁、セグメント高さ 12.5mm、重量表示8桁
- 温度湿度範囲 パーグラフ表示 40段階、各種メッセージ表示
- 電源 5℃~35℃、80%rh以下 (ただし結露の無いこと)
- 出力 専用ACアダプタ (UM131) (付属)
- 周辺機器出力 RS-232C双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備
- 周辺機器出力 Din 8P) 標準装備



MCII-5100



MCII-21K

型式	MCII-620	MCII-1100	MCII-2100	MCII-5100	MCII-11K	MCII-21K
ひょう量	620g	1100g	2100g	5100g	11kg	21kg
最小表示	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g
直線性	±0.004g	±0.008g	±0.020g	±0.04g	±0.08g	±0.20g
再現性	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g
計量皿寸法	W140×D120mm		W180×D160mm		W250×D220mm	
外形寸 (WDH)	220×333×190mm (風防含む)			220×333×88mm		260×330×111mm
税抜価格	¥165,000	¥255,000	¥255,000	¥255,000	¥255,000	¥285,000

【校正できる分銅】

型式	MCII-620	MCII-1100	MCII-2100	MCII-5100	MCII-11K	MCII-21K
1級 (実用) 基準分銅 OIML F2級	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
2級 (実用) 基準分銅 OIML M1級	100g	200g	500g	1kg	2kg	5kg
	200g	500g	1kg	2kg	5kg	10kg
	500g	1kg	2kg	5kg	10kg	20kg
3級 (実用) 基準分銅 OIML M2級	5g~500g	100g	200g	500g	1kg	2kg
		200g	500g	1kg	2kg	5kg
		500g	1kg	2kg	5kg	10kg
		1kg	2kg	5kg	10kg	20kg

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	バッテリー駆動 (15時間充電、6時間駆動)	¥45,000

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160II	プリンタ	¥72,000

質量比較器

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

パーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード